

Cama Hill-Rom® 900 Accella™

Mayor seguridad. Mejores resultados. Trabajo más fácil.



Prestaciones

Mejora la seguridad del paciente

Especialmente diseñado para minimizar la necesidad de reposicionar al paciente, **SlideGuard™** mejora su comodidad.

Con la función **Auto CPR**, que nivela el respaldo y coloca la cama automáticamente en posición horizontal, los cuidadores pueden responder más rápidamente si surgen complicaciones con el paciente.

Monitorización remota de los movimientos del paciente a través de **alertas de salida de cama** en el control de enfermería*

Mejora los resultados clínicos del paciente

La función de **salida lateral con una sola pulsación** posiciona la cama para una salida más fácil y segura.

El **asa antideslizante y ergonómica para salida lateral** proporciona un soporte estable al salir de la cama.

Optimice el cuidado del paciente con la **alarma de ángulo de cabecero**, que alerta al cuidador de cualquier riesgo para la seguridad.

*Disponible en algunos mercados



Extensa barra con ganchos para colgar los drenajes



Alarma de salida de cama de tres modos



Auto CPR



SlideGuard



Función de salida lateral con una sola pulsación

Prestaciones

Simplifique el flujo de trabajo del profesional sanitario

Su **sencillo sistema de pesado** mejora la eficacia del flujo de trabajo, pues excluye el peso de los accesorios colgantes y las barras portasueros, reduciendo así los pasos necesarios para obtener el peso del paciente

Su **interfaz gráfica de usuario**, nítida y fácil de usar, visualiza de forma directa la información del paciente, como el ángulo del cabecero y otras alarmas para el cuidador

Los **mandos de la cama son muy intuitivos** y semejantes a los de otras camas Hill-Rom HR 900, requieren la mínima formación del personal y ayudan a reducir el riesgo de error humano

Opción de rayos X integrada, a través de la selección de superficies terapéuticas de Hill-Rom



Báscula integrada de sencillo manejo

Especificaciones técnicas		Configuración D1	Configuración D2	Configuración D3*	Configuración D4*
Carga segura de trabajo		250 kg			
Peso de la cama		170 kg			
Ajuste de la altura		43,1 - 80,8 cm			
Clase de protección		IPX4			
Ángulos de la cama	Cabecero	0 a 65°			
	Sección del muslo	0 a 28°			
	Piecerero	-22 a 3°			
	Trendelenburg/ AntiTrendelenburg	De -17 a +17°			
Superficie de descanso	Anchura	90 cm			
	Longitud	200 cm			
Altura de la barandilla		39,3 cm			
Rueda direccional	Estándar	en el extremo del cabecero			
	Opcional	en el extremo del piecerero			
Mandos del paciente	Estándar	Integrados en la barandilla			
Mandos del cuidador	Panel de control con bloqueos funcionales	Integrados en la barandilla			
Aviso al personal de enfermería		-	-	-	●
Conexión por cable de la alarma de salida de cama de tres modos		-	-	●	●
Alarma de freno desconectado		-	●	●	●
Luz nocturna inteligente		-	●	●	●
Alarma de salida de cama de tres modos		-	●	●	●
Prolongador de cama con soporte para sábanas		○	●	●	●
Interfaz gráfica del cuidador		●	●	●	●
Sistema de pesado sencillo (báscula OIML, clase 3)		●	●	●	●
Ruedas	150 mm integral	●	●	●	●
	150 mm de doble banda	○	○	○	○
Quinta rueda direccional		○	○	○	○
Pedales de freno/dirección en cabecero y piecerero		○	○	○	○
Pedal de control de altura bilateral		○	○	○	○

Prestaciones estándar adicionales para todas las configuraciones

- 6 puntos de anclaje para la inmovilización del paciente
- Soportes de portasueros/grúa
- Barra colgante para drenaje bilateral sin peso y con ganchos
- Soporte de cable eléctrico
- Retenedores del colchón ajustables
- Batería de seguridad
- Palanca de CPR mecánica bilateral
- Cabeceros y plataformas para pies extraíbles
- Alarma de ángulo de cabecero
- EasyChair y función de posición horizontal
- Función de salida lateral con una sola pulsación
- Función Boost de ayuda para colocación del paciente
- Superficie de descanso con laminado de alta presión (HPL)
- Freno central en el piecerero
- Indicador de baja altura
- Botón eléctrico de CPR

- = no disponible ● = estándar ○ = opcional

*Disponible en algunos mercados

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos en soluciones para el cuidado de los pacientes, que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y cuidadores**.



Hill-Rom mantiene un compromiso con el concepto de que la movilización temprana de los pacientes y la preservación de su independencia suponen una mejora en su calidad de vida, tanto en el hospital como en el hogar.

La cama Hill Rom 900 Accella se ha diseñado para utilizarse en entornos de cuidados intensivos, agudos y ambulatorios para pacientes con un peso ≥ 40 kg, una altura ≥ 146 cm y un IMC ≥ 17 .

Equipo médico (93/42/EEC): Clase I

Sistema de pesaje (2014/31/EEC): Clase III

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de No: 5ES134301-02, 24 mayo 2017

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom