

Referencia 21185 Sillón para diálisis 16. Sillón para hemodiálisis



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi.
- _Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando.
- _Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°.
- _Soportes de brazos escamoteables y giratorios.
- _Reposa piernas abatibles eléctricamente.
- _Reposacabezas.
- _Soporte de pies extensible.
- _Posición de Trendelenburg (12 °) y AntiTrendelenburg eléctrico (6°).
- _Tapizado en tela vinílica antibacteriana, antimicrobiana y antimicótica, acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2. Interior de goma espuma de alta densidad 30Kg/m3.
- _Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado.
- _Sistema de memorias predeterminadas.
- _Ruedas giratorias Ø125mm con sistema de freno centralizado.
- _Carcasa inferior ABS.
- _Empujador ergonómico.
- _Capacidad de carga 200Kg.

DIMENSIONES

- Medida tapizado: 185x57cm
- Medida del respaldo: 80x57cm
- Medida del asiento: 52x57cm
- Medida del piecero: 45x57cm
- Medida del tapizado de brazos: 44x16cm
- Altura mínima: 54cm
- Altura máxima: 83cm



185

60

54-83

