

Referencia 12115 Cuna para recién nacido 6. Cuna alta con bandeja inferior y colchón



Características Técnicas.

- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxi.
- _Trendelemburg / AntiTrendelenburg (+ -13º) mediante resorte a gas.
- _Empujador lateral.
- _Base de alto impacto en ABS.
- _Cestillo de metacrilato, anatómico y extraíble.
- _Cesta interior del mismo material que la estructura.
- _Colchoncito de espuma forrado en skay.
- _Colchón de goma espuma con funda impermeable de fácil limpieza. Ignifugo clase M1.
- _Cesta inferior.
- _Cuatro ruedas de 100mm dos de ellas con freno.

Dimensiones:

- Medidas cestillo
- Exterior: 78x46x30 cm
- Interior: 67x36 cm
- Dimensiones: 90x47x97 cm.
- Altura: parte alta: 26 cm - parte baja: 19 cm
- Medidas colchoncito: 68x35x3 cm
- Medidas cesta inferior: 55x43x6 cm



90

47

97

20

0.41



Azul

Pistacho

Morado

Rojo