

CUNA PEDIÁTRICA CON COLCHÓN

Nº de artículo: 5



- ⇒ Cuna fabricada en acero inoxidable y acabado superficial en pintura poliéster, con tornillería de acero inoxidable.
- ⇒ Cabecero, piecero y barandillas de policarbonato transparente.
- ⇒ Altura regulable mediante sistema de elevación eléctrico y mando por cable.
- ⇒ Lecho de 2 planos accionados manualmente en 5 posiciones, permite realizar posiciones de TR/ATR.
- ⇒ Barandillas laterales regulables y ajustables en cualquier altura mediante sistema de presión.
- ⇒ 4 ruedas giratorias de Ø 150 de diámetro en poliamida, con banda de rodadura en poliuretano.
- ⇒ Pedal multifunción, con control de rueda direccional, movimiento libre de la cuna y sistema de frenado simultáneo.
- ⇒ Motorización con grado de estanqueidad IP-66.
- ⇒ Caja de control con batería de emergencia y avisador acústico de descarga.
- ⇒ Barra de transporte.
- ⇒ Topes giratorios antichoque.

HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)
TEL. 34 91 611 19 12
FAX. 34 91 619 15 19
WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical





 Favero Health Projects



- ⇒ Porta sueros de altura regulable instalado sobre el cabecero.
- ⇒ Bandeja inferior portaobjetos.
- ⇒ Carenado, de protección inferior en ABS de fácil limpieza.
- ⇒ Multisoporte para bolsas de drenaje.
- ⇒ Cabecero, piecero y barandillas de policarbonato transparente.
- ⇒ **Dimensiones:**
- ⇒ Angulo inclinación respaldo: 70°.
- ⇒ Anchura: 750 mm.
- ⇒ Longitud: 1360 mm.
- ⇒ Protección descarga eléctrica/penetración de líquidos Clase II/Tipo B/IP66.
- ⇒ Altura min: 800 mm. Altura máx.: 1065 mm. Sin colchón.
- ⇒ Altura variable del porta sueros: 0 - 600 mm.
- ⇒ Altura min/máx. total con el portasueros recogido: 1655/1915 mm.
- ⇒ Hueco entre bielas y suelo: 135 mm.
- ⇒ Altura libre debajo del bastidor: 180 mm.
- ⇒ Angulo inclinado respaldo: 70 mm.
- ⇒ Ángulos posiciones Trend/ Antitrend : 12°/11°.
- ⇒ Carga máxima de seguridad de 60 kg.
- ⇒ Operación intermitente del motor 10%. 2min/18min.



HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)
TEL. 34 91 611 19 12
FAX. 34 91 619 15 19
WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical





- ⇒ Colchón con núcleo de espuma de poliuretano.
- ⇒ Colchón flexible de alta resiliencia: 30kg/m^3
- ⇒ Colchón con estructura de células abiertas.
- ⇒ Sistema airflow.
- ⇒ Altura del colchón de 15 cm.
- ⇒ Funda ignífuga, antibacteriana y de fácil limpieza.

REF: 9LP0180




HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical

