

Referencia 21230 Sillón para ORL

22. Sillón de exploración ORL



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi
- _Base y columna cubiertas en ABS
- _Ajustable en altura mediante actuador eléctrico accionado a pedal 52-82 cm
- _Giro de 360°, derecha (190°) e izquierda (190°)
- _Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- _Asiento con trendelemburg eléctrico 30°
- _Reposapiés articulado mediante resorte a gas y extraíble 90°
- _Dos brazos
- _Incluye reposacabezas
- _Capacidad de carga: 200Kg

DIMENSIONES:

- Medida tapizado 185x55cm
- Medidas (sentado-acostado): 55-185 cm.
- Medidas (sin brazo-con brazo): 59-78 cm.
- Altura mínima 52cm
- Altura máxima 82cm



				
185	55	52-82		