

## Referencia 14650 Mesa para exploración ginecológica 21. Sillón de exploración ginecológico



### Características Técnicas.

- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxi.
- \_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando
- \_Regulación del respaldo mediante resorte a gas. 700N.
- \_Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas 90º
- \_Regulación del piecero mediante resorte a gas. 200N.
- \_Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas 90º
- \_Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico (20º respecto a la horizontal)
- \_Juego de perneras regulables en altura y tapizadas
- \_Cajón recolector acero inoxidable
- \_Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- \_Pletina en acero inoxidable a ambos lados de la estructura para fijar perneras y otros accesorios
- \_Cuatro ruedas giratorias Ø50mm
- \_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m3
- \_Antibacteriana y antimicótica.
- \_Soporte para rollos de papel, acabado en cromado.
- \_Carga máxima de seguridad 200Kg

#### DIMENSIONES:

- Medidas del tapizado: 180x62 cm
- Medidas del respaldo: 87x62 cm
- Medidas del asiento: 50x62 cm
- Medidas del piecero: 41x62 cm
- Medidas tapizado perneras: 29x18.5 cm
- Grosor del tapizado: 7 cm
- Medidas interior cajón recolector: 28x17x3.5cm
- Altura mínima: 65 cm
- Altura máxima: 100 cm

