

Referencia 21250 Sillón para extracciones 15. Sillón de tratamiento de paciente



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi
- _Regulable en altura eléctricamente
- _Respaldo 85º y reposa-pies 90º articulados mediante resorte a gas
- _Asiento inclinación eléctrica 16º
- _Trendelemburg / AntiTrendelenburg 16º
- _Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2. Interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m3
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles Ø50mm
- _Capacidad de carga 200Kg

DIMENSIONES.

- Medida tapizado 180x55cm
- Medida del respaldo 80x55cm
- Medida del asiento 45x55cm
- Medida del piecero 55x55cm
- Altura mínima 55cm
- Altura máxima 85cm

				
180	80	55-85		

