

SILLA DE DUCHA

Nº de artículo: 75



- ⇒ Fabricado en aluminio y plástico PE de alta densidad.
- ⇒ Patas regulables en altura de 410 a 540 mm
- ⇒ Dotada de reposabrazos y respaldo regulable 490 a 540 mm
- ⇒ Asas en el respaldo para facilitar el transporte.
- ⇒ Asientos con orificios de drenaje.
- ⇒ Tapones de goma antideslizantes en cada pata.
- ⇒ Dimensiones: 350x490-540x410-540 mm

REF: 2190




HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical

