

Referencia Art Silla de ducha con ruedas

76. Silla de ducha con ruedas



Características Técnicas.

- _Estructura de acero lacado y ABS
- _Asiento fabricado en ABS
- _Reposapiés de una pieza desmontable
- _Dotada de reposabrazos, se pueden desmontar
- _Agujeros de drenaje
- _4 ruedas giratorias a pruebas de agua, dos con freno y dos sin freno
- _Barra de empuje
- _Peso de la silla de 8 kg.
- _Carga máxima a soportar de 100 kg.
- _Alto de asiento 49cm
- _Dimensiones: 43x50x49cm