

Referencia Articulo camilla de Bobath

84. Camilla de bobath



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi
- _Dos secciones
- _Regulable en altura mediante actuador eléctrico
- _El sistema de fijación al suelo es capaz de absorber las irregularidades del suelo.
- _Cabecero regulable manualmente (0 +60°)
- _Ruedas retráctiles con sistema de frenado mediante pedal
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético ignífugo M2. Interior de goma espuma de alta densidad, con protección antimicrobiana y antibacteriana.
- _Capacidad de carga: 250Kg
- _Medidas: 200x100x50-90cm

200	100	50-90	95	

