

Referencia 14775 Mesa exploración y tratamiento

20. Camilla eléctrica de procedimiento




Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas (-15° +70°)
- _Orificio facial y tapón
- _Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo y reguladores de goma.
- _Cuatro ruedas giratorias dobles Ø50 mm
- _Soporte rollo de papel incluido
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m3. Protección antimicrobiana y antibacteriana.
- _Carga máxima de seguridad 225Kg

DIMENSIONES:

- Medidas del tapizado: 195x65 cm
- Medidas de lecho: 135x65 cm
- Medidas del cabecero: 60x65 cm
- Grosor del tapizado: 7 cm
- Altura mínima: 50 cm
- Altura máxima: 95 cm



195

65

50-95

