

Referencia 14770 Mesa exploración y tratamiento

17. Camilla de observación 2 cuerpos altura var.



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi.
- _Dos secciones.
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas (-15° +70°).
- _Orificio facial y tapón.
- _Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales.
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo.
- _Cuatro ruedas giratorias dobles Ø 50 mm.
- _Soporte rollo de papel incluido.
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m3.
- _Antibacteriana y antimicrobiana.
- _Carga máxima de seguridad 225Kg.

DIMENSIONES:

- Medidas del tapizado: 195x65 cm
- Medidas de lecho: 135x65 cm
- Medidas del cabecero: 60x65 cm
- Grosor del tapizado: 7 cm
- Altura mínima: 50 cm
- Altura máxima: 93 cm

				
195	65	50-93		

