

# PLANO INCLINADO

Nº de artículo: 87

inmoclinic



- ⇒ Sistema de frenado en 4 ruedas, activado por pedal.
- ⇒ Sistema hidráulico para el control de subida y eléctrico el panel.
- ⇒ Medidas: 200 x 80 cm.
- ⇒ Movimientos mediante motor eléctrico.
- ⇒ Fowler de 0º a 80º.
- ⇒ Trendelenburg de -10º.
- ⇒ Trendelenburg inverso de 70º.
- ⇒ Porta sueros telescópico.
- ⇒ Bandeja.
- ⇒ Base para bala de O2.
- ⇒ Capacidad para soportar un peso de 150kg.
- ⇒ Cinturón ajustable al paciente.
- ⇒ Protección antichoque.
- ⇒ Colchón de 6 cm de espesor.
- ⇒ Control electrónico que se ve las diferentes angulaciones.
- ⇒ Porta brazos ajustable en altura y profundidad.
- ⇒ Alimentación por conexión a red eléctrica.

**REF: PI-2FR 5420 5425**

**HELIANTHUS MEDICAL, S.L**

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II  
28923 ALCORCÓN (MADRID)  
TEL. 34 91 611 19 12  
FAX. 34 91 619 15 19  
WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM

