

Referencia 10300 Carro de lavado

89. Carro de aseo de pacientes



Características Técnicas.

- _Estructura de acero inoxidable y carbono, con revestimiento en epoxi.
- _Carro para transferencia, transporte y lavado de pacientes.
- _Tablero de resina fenólica laminada en alta presión con espesor de 6 mm.
- _Elevación en altura hidráulica en pedal bilateral.
- _Lecho de dos secciones con respaldo abatible de cremallera, fabricado en HPL.
- _Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal, 57-90 cm
- _Cabecero regulable mediante cremallera 23°.
- _Barandillas bilaterales abatibles.
- _Tren y antitren por cilindro a gas (+-13°).
- _Colchoneta hermética de poliéster resinado de PVC, con orificio para desagüe Ø40mm, Ignifuga M2, resistente a agentes químicos, calor y vapor.
- _Tubo para desagüe Ø45mmx150cm.
- _Cuatro ruedas giratorias de Ø125mm, dos con freno total y direccional.
- _Capacidad de carga 150Kg.

DIMENSIONES.

- Medidas del lecho: 206x77x75cm.
- Medidas colchoneta: 176x55.5x28 cm.
- Altura mínima: 57cm.
- Altura máxima: 90cm.

