

Referencia 70045 Carro hospitalario multifuncional

23. Carro auxiliar portaequipos



Características Técnicas.

- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Empujador lateral
- _Base de alto impacto en ABS
- _Baldas en ABS
- _Ruedas giratorias anti hilos Ø100mm, dos con freno
- _Protección antigolpes en las 4 ruedas

DIMENSIONES:

- Medidas del carro: 65x56x94cm
- Medidas baldas: 47x48x5 cm

				
65	56	94	18	0.34