


Referencia ART 10900 Carro hospitalario

30. Carro de anestesia compatible con RMN



50650



10182/70

Características Técnicas.

- _Estructura de acero inoxidable AISI 304 a-magnético
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cinco cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%. Frente colores rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho
- _Separadores para cajones
- _Guías de bolas con sistema de retención
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Empujador lateral
- _Protección antichoques
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, sin freno

ACCESORIOS:

- Ref.10182/70: Soporte con cajas basculantes

				
67	53	100	40	0.35