

Referencia 10590 Carro hospitalario

29. Carro de curas



10182/13



10182/2



10182/58

Características Técnicas.

- _Estructura de acero inoxidable AISI 304
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Tres cajones con autocierre, apertura 110%. Frente colores rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Estante inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Empujador lateral
- _Protección antichoque
- _Ruedas giratorias anti hilos Ø125mm, dos de ellas con freno

ACCESORIOS:

- Ref.10182/13: cubo de PVC
- Ref.10182/2: bandeja lateral abatible
- Ref.10182/58: soporte para botes y una caja con guantes

				
62	53	100	18	0.33