


Referencia 10905 Carro hospitalario

31. Carro de paradas compatible con RMN



50650



10182/10



10182/6



10182/11

Características Técnicas.

- _Estructura de acero inoxidable AISI 304 a-magnético.
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados.
- _Seis cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%. Frente colores rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho.
- _Separadores para cajones.
- _Guías de bolas con sistema de retención.
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho.
- _Empujador lateral.
- _Protección antichoques.
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, sin freno y protector antichoques.

ACCESORIOS:

- Ref.10182/10: Soporte botella de oxígeno
- Ref.10182/6: Soporte de sueros
- Ref.10182/11: Tabla de masaje cardiaco

				
67	53	108	45	0.38

