



Referencia 10905 Carro hospitalario


26. Carro de paradas



50610



50650



50700



10182/26



10182/11



10182/9



10182/24

Características Técnicas.

- _Estructura de acero inoxidable AISI 304
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Esquinas y cantos redondeados.
- _Seis cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%. Frente colores rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho
- _Primero y segundo cajón con cestas ISO de 600x400x50 mm. Con separadores 8 compartimentos.
- _Tercero, cuarto y quinto cajón con cestas ISO de 600x400x100 mm. Con separadores 8 compartimentos.
- _Sexto cajón con cesta ISO de 600x400x200 mm. Con separadores en 6 compartimentos.
- _Separadores para cajones
- _Guías de bolas con sistema de retención
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho.
- _Se permite la apertura de varios cajones a la vez, sin que el carro vuelque.
- _Empujador lateral
- _Protección antichoques y fregamientos.
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno, dos ruedas conductivas, una de ellas con freno
- _Protección antigolpes en las 4 ruedas.

10182/29

10182/10

ACCESORIOS:

- **Ref.10182/26:** Soporte riel de fijación en lateral
- **Ref.10182/9:** soporte brazo giratorio
- **Ref.10182/11:** tabla de masaje cardiaco
- **Ref.10182/24:** cerradura manual con precintos desechables
- **Ref.10182/29:** soporte con biocontenedor desechable
- **Ref.10182/10:** soporte botella de gases medicinales, de 1 L de capacidad.

				
67	53	108	45	0.38

					
Azul	Pistacho	Morado	Rojo	Blanco	Naranja