

Referencia 10202. Carro para escayolas

53. Carro de yesos



Características Técnicas.

- Estructura acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Tablero superior abatible.
- Esquina y cantos redondeados.
- Materiales y acabados resistentes a impactos y fregamientos.
- Dos cubetas en acero inoxidable de 8 litros Ø 360mm.
- Armario inferior con tres puertas.
- Empujador lateral en acero inoxidable.
- Ruedas giratorias Ø125mm, dos con freno.
- Protección antigolpes en las 4 ruedas.

Dimensiones:

- * Medidas tablero superior abatible: 95x25 cm
- * Capacidad cubetas: 8 litros / cada una
- * Medida puertas inferiores: 30x22 cm / cada una

				
100	50	80	25	0.4