


## Referencia 10900 Carro hospitalario

## 25. Carro de fungible



### Características Técnicas.

- \_Estructura de acero inoxidable AISI 304
- \_Esquinas y cantos redondeados
- \_Resistente a los impactos y a los fregamientos.
- \_Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- \_Cinco cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%. Frente colores rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho
- \_Primer cajón con cesta ISO de 600x400x50 mm. Separadores 8 compartimentos.
- \_Segundo, tercero y cuarto cesta ISO de 600x400x100 mm. Separadores 8 compartimentos.
- \_Quinto cajón cesta ISO de 600x400x200 mm. Separadores 6 compartimentos.
- Cajones con guías de extracción total y cierre automático.
- \_Separadores para cajones
- \_Cestas con separadores.
- \_Guías de bolas con sistema de retención
- \_Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- \_Empujador lateral
- \_Protección antichoques
- \_Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno, dos ruedas conductivas, una de ellas con freno
- Protección antigolpes en las 4 ruedas.

### **ACCESORIOS:**

- Ref.10182/26: soporte riel de fijación en lateral

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 67                                                                                | 53                                                                                 | 100                                                                                 | 40                                                                                  | 0.35                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Azul                                                                              | Pistacho                                                                          | Morado                                                                            | Rojo                                                                              | Blanco                                                                            | Naranja                                                                           |