

Referencia 70035

28. Carro portaequipos electroterapia



70220

Características Técnicas.

- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxi.
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados.
- _Empujador lateral.
- _Base de alto impacto en ABS.
- _Cajón con auto cierre, guías telescópicas, apertura 110%. Frente colores: azul, pistacho, morado, rojo, blanco y naranja.
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponible en colores: rojo, morado, amarillo, verde y azul.
- _Baldas en ABS.
- _Ruedas giratorias anti-hilos Ø100mm, dos con freno.
- _Protección antigolpes en las 4 ruedas.

ACCESORIOS:

- Ref.70220: Cubo de PVC

				
65	56	94	26	0.34

