



Referencia 10900 Carro hospitalario


27. Carro de tratamiento con cajones



50610



50650



50700



10182/23



10182/26



10182/29



10182/13



10182/70

Características Técnicas.

- _Estructura de acero inoxidable AISI 304.
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados.
- _Esquinas y cantos redondeados.
- _Cinco cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%. Frente colores rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho.
- _Primer cajón con cesta ISO de 600x400x50 mm. Con separadores 8 compartimentos.
- _Segundo, tercero y cuarto cajón con cestas ISO de 600x400x100 mm. Con separadores 8 compartimentos.
- _Quinto cajón con cesta ISO de 600x400x200 mm. Con separadores 6 compartimentos.
- _Cajones con guías extracción total y cierre automático.
- _Separadores para cajones.
- _Guías de bolas con sistema de retención.
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho.
- _Empujador lateral.
- _Protección antichoques y fregamientos, así como los productos de limpieza.
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno, dos ruedas conductivas, una de ellas con freno.
- _Protección antigolpes en las 4 ruedas.

ACCESORIOS:

- **Ref.10182/23:** cerradura manual con llave.
- **Ref.10182/26:** soporte riel de fijación en lateral.
- **Ref.10182/29:** soporte con biocontenedor desechable de 1.2 lts para desechar agujas.
- **Ref.10182/13:** cubo de PVC, tapa basculante.
- **Ref.10182/70:** soporte con cajas basculantes, estructura en acero inoxidable, con un bloque de 5 cajas basculantes y 1 bloque de 6 cajas basculantes.

				
67	53	100	40	0.35

					
Azul	Pistacho	Morado	Rojo	Blanco	Naranja