

Referencia 40109 Escalera con rampa

70. Escalera con rampa



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Compuesta por dos módulos para ejercicios de marcha
- _Dispone de cuatro peldaños
- _Rampa con material antideslizante que llegue al peldaño superior
- _Los dos módulos disponen de barandillas de protección y ayuda
- _Regulable en altura
- _Medidas: Escalera 140x66x130cm - Rampa: 200x66x70cm

					
Escalera	140	66	130	45	1.20
Rampa	200	66	70	50	0.92