

Referencia Artículo estantería de varilla

38. Estantería de varilla



Características Técnicas.

- _Fabricada en varilla de acero cromado
- _Revestida de un baño de protección epoxi, inoxidable, inalterable al frío y al calor
- _estantería de varilla que evita la acumulación de polvo en zona de almacenaje de material estéril. Permitiendo la recirculación del aire
- _Fondo de 610mm, que permite alojar en los estantes los contenedores normalizados en aluminio de instrumental
- _Dimensiones: 122x61x190cm