

Referencia 20110 Lámpara lupa con luz

86. Lámpara con luz blanca y lupa



Características Técnicas.

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxi
- _Producto sanitario de clase 1.
- _Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- _Cabezal con lente biconvexa circular ajustable y de mecanismo sencillo
- _Luz fría sin sombra
- _Fuente de luz LED 80HF 8w
- _Vida útil 40.000 horas
- _Temperatura de color 6.500°K
- _Lupa de cristal 5 dioptrías
- _Diámetro de la lente: 125mm
- _Pantalla exenta de calor.
- _Brazos compensados por muelles internos
- _Base rodable con contrapesos de $\varnothing 61$ cm.
- _Interruptor situado en el cabezal
- _Tapa de seguridad en la cabeza con mecanismo de bisagras para evitar polvo o rozaduras que puedan dañar la lente.
- _Longitud del cable: 150cm
- _Pena de nylon color blanco 65cm
- _Cinco ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno
- _Con anclaje para mesa

Dimensiones:

- * Medidas brazos: 45 + 45 cm
- * Diámetro cabezal: 26x20 cm
- * Diámetro lupa: 125 mm