

Referencia **KS-Q7**

43. Lámpara de observación de pie



Características Técnicas.

- _Estructura acero cromado.
- _Mástil fabricado en acero inoxidable.
- _Interruptor manual en la base del foco.
- _Flexo multiposicional flexible.
- _Brazo flexible y regulable en altura.
- _Fuente de luz LED.
- _Luz fría.
- _Potencia 30 w.
- _Voltaje 220v.
- _Protector cortacircuitos. Cable de corriente homologado.
- _Vida útil de la lampara de 100.000 horas.
- _Iluminación 42.000 Lux a 50cm.
- _Iluminación 12.000 Lux a 1m.
- _Temperatura de color 4750°K.
- _Longitud del cable 150cm.
- _Pena de aluminio Ø49cm.
- _Cinco ruedas giratorias de 50mm.
- _Producto sanitario de clase I.

Dimensiones:

* Medidas flexo: 70 cm + cabezal: 14 cm

* Diámetro cabezal: 10 cm

* Diámetro foco: 4.5 cm

				
50	50	125	5	0.31