

Referencia 14120 Mesa auxiliar para especialidades médicas 45. Mesa auxiliar para quirófano



Características Técnicas.

- _Estructura acero inoxidable AISI 304 18/8
 - _Tubo acero inoxidable Ø 25x25x1 mm
 - _Bandeja superior de acero inoxidable AISI 304 18/8
 - _Chapa acero inoxidable 1 mm
 - _Estante inferior de acero inoxidable AISI 304 18/8
 - _Capacidad de carga hasta 30 kg por estante
 - _Cajones superiores
 - _Costados metálicos
 - _Frentes con revestimiento en HPL, acabado brillo y canteado en PVC con acabado cristal brillo.
 - _Tiradores en zamak con revestimiento epoxi
 - _Ruedas giratorias de 80mm
 - _Núcleo de la rueda: polipropileno
 - _Bandaje en goma termoplástica
 - _Con placas antihilos
- Dimensiones: 60x40x80cm
- * Medidas bandeja superior: 39x59x2,5 cm
- * Medida frente cajón: 2,77x11,3x1,6 cm / cada uno

				
60	40	80	19	0.20