

Referencia 14506 Mesa para instrumental quirúrgico

44. Mesa auxiliar para quirófano



Características Técnicas.

- _Estructura acero inoxidable AISI 304 18/8
- _Tubo acero inoxidable $\varnothing$ 23x1.5 mm
- _Bastidor superior e inferior en tubo acero inoxidable 25x25x1 mm
- _Estante superior de acero inoxidable AISI 304 18/8 con reborde en tres lados
- _Estante inferior de acero inoxidable AISI 304 18/8
- _Capacidad de carga hasta 30 kg por estante
- _Ruedas giratorias de 80mm
- _Dos ruedas con freno
- _Dos ruedas conductivas
- _Dimensiones: 120x50x80cm

				
120	50	80	19	0.48