

Referencia 14003 Mesa auxiliar para especialidades médicas 46. Mesa auxiliar portaequipos



Características Técnicas.

- _Estructura acero inoxidable AISI 304 18/8
- _Tubo acero inoxidable Ø 22x1 mm
- _Tres estantes de acero inoxidable con reborde de 2.5 cm
- _Chapa acero inoxidable 0.8 mm
- _Capacidad de carga hasta 30 kg por estante
- _Dos empujadores laterales de acero inoxidable.
- _Ruedas giratorias de 80mm, dos con freno
- _Dos ruedas conductivas
- _Dimensiones: 60x40x87cm



60

40

87