

Referencia 22348. Soporte portasueros, medicina general

54. Portasueros antivuelco



Características Técnicas.

- _Estructura acero inoxidable AISI 304
- _Tubo exterior Ø25 mm
- _Tubo interior Ø18 mm
- _Cuatro ganchos, 2Kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación
- _Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _Base de aluminio Ø640mm
- _Cinco ruedas giratorias Ø65mm
- _Producto sanitario clase I.

DIMENSIONES:

- Altura mínima: 130 cm
- Altura máxima: 210 cm



64 64 130-210

