

Referencia 22100 Soporte de brazo

55. Reposabrazos para extracciones



CE

Características Técnicas.

- _Estructura tubo acero inoxidable.
- _Múltiples posiciones.
- _Soporte para brazo en acero cromado.
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2.
- _Regulable en altura mediante pomo.
- _Varias posiciones.
- _Pena de aluminio.
- _Cinco apoyos.

Dimensiones:

- Medidas apoya brazo: 30x12x4 cm
- Altura mínima: 70 cm
- Altura máxima: 110 cm



50 50 70-110 3 0.17