

Referencia 21165 Sillón de Paciente Psiquiátrico/Custodia

32. Sillón de descanso



Características Técnicas.

- _Estructura de acero de gran robustez y durabilidad, con revestimiento en Epoxi-poliéster.
- _No tendrá ningún elemento que se pueda extraer sin el uso de herramientas.
- _Respaldo Fijo.
- _Reposabrazos fijos.
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2. Interior de goma espuma de alta densidad 30kg/m³.
- _Tiene una resistencia muy alta a la abrasión, transpiración a los productos de limpieza de uso Hospitalario.
- _Todo el material está protegido antimicrobianamente, antibacterias y antimicótico. (Ignífugo M1 con la UNE23727.1990.).
- _Capacidad de carga 150Kg.
- _Altura máxima de asiento 45 cm.
- _Dos ruedas de ø 125mm con freno.
- _Dos ruedas de ø 100mm sin freno.
- _Soporte para bolsas de orina en la estructura del sillón.

Dimensiones

-Medida del respaldo: 76x86x105 cm.

				
65	76	105	30	0.52

