

SILLA DE CIRUJANO

AK480 N° de artículo: 83



Apoyabrazos giratorios



Apoyabrazos extensibles



Controles de pie



Asiento anatómico

AK480 AKRUS—SILLA DE CIRUJANO

APLICACIONES:



- Oftalmología
- Neurocirugía
- Cirugía ENT


- Base de acero de alta estabilidad
- Chasis acortado.
- Mecanismo de asiento lumbar dinámico adaptable a cada usuario.
- Espacio suficiente para que el usuario pueda mover las piernas sin dificultad.
- Sistema de parada de emergencia integrado.
- Ruedas dobles en cada uno de los vértices del sillón.
- Quinta rueda.
- Sin restricciones de movilidad.
- Giro 360°.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:



Apoyabrazos giratorios

- Ajustable en altura accionando los interruptores de pie con el talón
- Freno de pie
- Ruedas para trabajo pesado



Asiento inclinable

Respaldo reclinable



AK480 AKRUS—SILLA DE CIRUJANO

ACCESORIOS:



Apoyabrazos estándar



Apoyabrazos multi-articulados



Apoyabrazos extensibles



Apoyabrazos multi-articulados

- Inclínable (en rótula)
- Desplazable hacia delante y hacia atrás



Asiento deslizante



Soporte apoya pies abatible

AK480 AKRUS—SILLA DE CIRUJANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Base	620 x 680 mm
Peso silla	60 kg
Diámetro de ruedas	75 mm
Altura ajustable	550-855 mm
Diámetro del asiento	420 x 420 mm
Grosor del asiento	80 mm
Altura de brazo	140-290 mm
Peso soportado máx.	250 kg

⇒

Tapicería

- Resistente a la abrasión y al desgarro.
- Resistente a la corrosión con productos de desinfección convencionales.

⇒

Sistema de frenado

- Frenado central en las cuatro ruedas del equipo

DATOS ELÉCTRICOS

Batería	24 (2,9) Volt (Ah)
Alimentación	100-240 Volt
Tiempo de carga	4h
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Potencia nominal	400 mA
Fusible	T 1,25 //250 A/H//V
Categoría de protección	IP 65
Ciclo de trabajo	6 minutos

