

TABLA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE

Nº de artículo: 77



- ⇒ Tablero de PP.
- ⇒ Cubierto con nylon
- ⇒ Tela lavable, fácil de limpiar.
- ⇒ Radiolúcido.
- ⇒ Compatible con RMN.
- ⇒ Tamaño: 170x50x2 cm
- ⇒ Tamaño plegado: 85x50x2 cm
- ⇒ Carga máxima 160 kg.

REF: HO-T03



HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II
28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM



Helianthus Medical

