


Referencia 23120. Taburete giratorio alto

59. Taburete giratorio rodable y respaldo



### Características Técnicas.

- \_Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas.
- \_Silla clínica auxiliar giratoria, baja con respaldo.
- \_Asiento tapizado en tele vinílica, antimicótica, antibacteriana y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m3
- \_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, regulable en altura y profundidad.
- \_Pena de PVC.
- \_Base de nylon Ø 540 mm.
- \_Aro reposapiés regulable en altura Ø 430 mm.
- \_Cinco ruedas giratorias nylon Ø 50 mm
- \_Capacidad de carga: 150 kg.
- \_Amplia gama de colores del tapizado.

#### DIMENSIONES:

- Medida del respaldo: 40x25cm
- Medida del asiento: Ø37cm
- Diámetro aro reposapiés: Ø43cm
- Altura mínima: 56cm
- Altura máxima: 76cm



54

54

54-74

