

Cama de partos Affinity® 4

La cama de partos más revolucionaria
segura y fácil de usar.



La cama de partos que realmente necesita.
La cama de partos Affinity® 4



La cama de partos Affinity® 4 contribuye a crear un entorno acogedor en la sala de partos y facilita la labor del personal obstétrico.



Nuestra cama de partos es fruto de una perfecta combinación de seguridad y facilidad de uso

En el trabajo del parto y alumbramiento... ¡cada segundo cuenta! Tiene que ser capaz de responder de manera rápida y eficaz, sobre todo ante una emergencia. La cama de partos Affinity® 4 cumple con lo prometido: una cama de partos segura y elegante que funciona eficazmente hasta en el servicio con más volumen de trabajo.

Con la cama de partos Affinity® 4, Hill-Rom ha introducido muchas mejoras cualitativas, desde las más pequeñas hasta las de mayor envergadura, como las ruedas giratorias con doble freno o unas perneras más resistentes.

A primera vista:

FÁCIL DE USAR

- Batería de reserva
- Sin espacios laterales para el transfer
- Mecanismo neumático de TREN fácil de usar
- Mecanismo de liberación de barandillas OneStep®
- Perneras OneStep®

SEGURIDAD PARA LOS PACIENTES Y EL PERSONAL ASISTENCIAL

- Perneras EasyGlide® más resistentes
- Cuatro ruedas giratorias con doble freno para mantener la cama inmóvil con total seguridad
- Colchón Comfortline® antiescaras de espuma
- Sección pélvica con inclinación automática para reducir el deslizamiento del paciente
- Área despejada en torno a la cama sin piezas salientes
- Sección pies ergonómicamente diseñada



La cama Affinity® 4 ha sido diseñada para **facilitar** y agilizar todos los movimientos

Más rapidez, menos problemas

En el trabajo de parto y alumbramiento... ¡el tiempo es oro! Ningún miembro del equipo puede perder ni siquiera cinco minutos en buscar un equipo, encontrar un enchufe, o usar mandos complicados. La cama Affinity® 4 ha sido diseñada para reducir los imprevistos que pueden aparecer cada día.



- Gracias a **la batería de reserva**, podrá utilizar todas las funciones de la cama, incluido el cambio de altura y de posición, sin necesidad de una toma mural, reduciendo así el tiempo transcurrido desde "la toma de decisión hasta la acción" en las situaciones críticas.
- El **mecanismo neumático de TREN** permite un accionamiento rápido a 8°.
- El mecanismo de liberación de barandillas **OneStep®** no deja ningún espacio libre durante el transporte entre el paciente y el personal asistencial, garantizando así un traslado más fácil y seguro del paciente.
- El **diseño aerodinámico de la cama**, con todo el equipo recogido dentro del perímetro de la cama (sin sobresalir), le protegerá cuando se mueva rápidamente en torno a su paciente.
- La **sección pélvica con inclinación automática y el colchón en V** (opcional) facilitan el acceso a la paciente en el momento del parto.



Otras camas



Deje de buscar una fuente de alimentación eléctrica. La batería de reserva permite utilizar las camas sin necesidad de conectarlas a una toma mural.

Cama Affinity® 4





La cama de partos Affinity® 4 proporciona múltiples funciones de **seguridad**

Seguridad y confort

Hemos diseñado hasta el último detalle de la cama Affinity® 4 para ayudarle a vivir una experiencia de parto única, más segura para usted y para su paciente.

- La **sección pies** se bloquea de manera fácil y segura en su posición.
- Las perneras **EasyGlide®** se pueden girar para ponerlas en la posición deseada y se bloquean con un simple movimiento de palanca.
- Gracias al robusto **mecanismo de TREN**, con muelles y juntas reforzados, que permite que una sola persona pueda bajar y subir la cama con facilidad.
- Los **cojines de aire hinchables** que conforman el respaldo y el asiento disminuyen la necesidad de recolocar a la paciente para el alumbramiento.
- Las **cuatro ruedas giratorias con doble freno** permiten mantener la cama inmóvil con total seguridad.
- El **colchón antiescaras de espuma Comfortline®**, más grueso que uno convencional, ofrece un soporte extra, en particular para la sensible zona del sacro.



Las asas y barandillas ergonómicas facilitan la incorporación y el desplazamiento de las pacientes.



La sección pélvica se inclina automáticamente hasta 15°; mantiene la posición de la paciente durante el trabajo de parto y facilita su recolocación durante el alumbramiento.



La sección pies es ligera y fácil de manipular y se puede recoger en una bandeja integrada en la cama.

Las perneras OneStep® son más anchas
de lo normal y se pueden mover mediante
una robusta palanca de liberación accionable
desde cualquier ángulo con una sola mano



Cama de partos Affinity® 4

Hill-Rom está al servicio del entorno médico desde hace más de 75 años. Un estudio* reciente revela que nueve de cada diez hospitales disponen de camas de partos Hill-Rom.

Este tipo de experiencia marca la diferencia. **Hill-Rom marca la diferencia.**

➤ Especificaciones técnicas (P3700)

Longitud de la cama

Total 229 cm

Ancho de la cama

Barandillas subidas 99 cm

Barandillas bajadas 91 cm

Altura de la cama

Baja (con colchón) 58 cm

Alta (con colchón) 99 cm

Altura máxima del asiento en posición Trendelenburg 102 cm

Colchón

Longitud 198 cm

Ancho 89 cm

Grosor (cabecera) 12,7 cm

Grosor (sección pies) 8,9 cm

Ángulos de inclinación

Elevación máxima de cabecera 63°

Elevación máxima de asiento 15°

Trendelenburg máxima 8°

Capacidad máxima de elevación

Cama 227 kg

Sección pies 181 kg

Tamaño de las ruedas 15 cm

Peso de la cama 218 kg

Características estándar

- Batería de reserva
- Luz nocturna de encendido automático
- Inclinación automática del asiento
- 4 ruedas con freno Tente®
- Cubeta
- Mecanismo de liberación CPR de emergencia
- Asas de sujeción para empujar
- Mecanismo de liberación de barandillas OneStep®
- Retirada sección pies
- Rueda estándar de 6" (15 cm)
- Sección pies amovible
- Superficie en V y de corte recto.
- Cabecero con cojines hinchables
- Freno centralizado y desplazamiento
- Control e indicador de bloqueo
- TPS
- Posición Trendelenburg
- Estribos

Accesorios

- Monitor de anestesia
- Apoyabrazos
- Perneras – Fijas
- Perneras – Regulables
- Sábanas desechables
- Gancho para sonda Foley
- Soportes piernas enteras – Fijas
- Soportes piernas enteras – Regulables
- TPS
- Sistema ISS
- Barra de empuje
- Portabotellas de oxígeno
- Unidad de mandos colgante
- TPS fija
- Cubierta – Sección pies
- Cubierta – Cabecera

Opciones

- Equipo de suministro de aire
- Cabeceros de madera (distintos modelos)
- Tensión – 120 V ó 230 V

*Estudio de mercado Hill-Rom (archivo).

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland+49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia+39 02-950541

Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich+43 (0)2243 / 28550
 Ireland+353 (0)1 413 6005
 Iberia+34 (0)93 6856000

Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Exportcontact your local Hill-Rom distributor
or contact your Area manager via website
 or call +1 812 934 8173

Hill-Rom Services se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los dibujos, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos. © 2007 por Hill-Rom Services, Inc. – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



USA & Canada
 Western & Eastern Europe
 Middle East / Africa /
 Indian Sub-Continent
 Asia Pacific

Hill-Rom®
 A HILLENBRAND INDUSTRY