


Ficha de Producto

Referencia: 21154

Sillón de descanso



¡IMPORTANTE!

En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá NEGRO (67).



- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo abatible a gas 85°
- Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- Reposabrazos abatibles
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2. Interior de goma espuma de alta densidad 30Kg/m³
- Cuatro ruedas giratorias: Dos ruedas Ø 125mm con freno en parte trasera y dos ruedas Ø 100mm sin freno en parte delantera
- Capacidad de carga 150Kg



- Altura del suelo al asiento: 50 cm
- Altura del suelo a los brazos: 72 cm
- Altura del asiento a los brazos: 22 cm
- Altura del suelo al soporte de pies: 13 cm
- Medida total extendido: 180 x 65 cm
- Medida del respaldo: 83 x 52 cm
grosor: 11 cm
- Medida del asiento: 49 x 52 cm
grosor: 13 cm
- Medida del reposapiés: 44 x 52 cm
grosor: 7 cm
- Medida soporte de pies de goma: 32 x 25 cm
- Medidas de cada brazo: 48 x 65 cm