

Silla de transporte Anatome

Facilita el transporte y mejora la comodidad y la seguridad



Características y beneficios

- Se adapta a la forma del paciente y mejora de este modo su comodidad durante el traslado
- Diseño intuitivo que mejora la comodidad del paciente y facilita el manejo del cuidador
- Los cojines de la espalda y del asiento se pueden desmontar y facilitan de este modo la limpieza de la silla
- Los reposabrazos con regulación de altura y el reposacabezas retráctil mejoran el confort y la seguridad de los pacientes
- El reposapiés retráctil permite adoptar más de una posición cómoda sentado
- Las distintas conexiones para portasueros y los ganchos dotan a la silla de gran versatilidad a la hora de colocar accesorios

Silla de transporte Anatome



Soporte de cabeza



Cómoda almohadilla para el asiento



Mesa



Portasueros

Especificaciones técnicas

modelo SM647B

Altura	1500 mm
Altura del asiento (hidráulico)	495 - 715 mm
Anchura (con reposabrazos)	680 mm
Profundidad (con reposapiés)	1090 mm
Peso	58 kg
Carga máxima	135 kg
Material	
Armazón	Metal soldado con recubrimiento de epoxi
Reposabrazos	Poliuretano
Tejido	Mezcla de polialgodón revestido
Ruedas estándar	4 x 125 mm banda única con freno central
opcional	4 x 125 mm banda doble con freno central

Tejidos

consultar la hoja de colores de los tejidos con revestimiento

Accesorios

- soporte de cabeza
- cómoda almohadilla para el asiento
- mesa
- portasueros telescópico (4 ganchos)

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10000 empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales:

fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas y bienestar respiratorio. Los empleados, los programas y las marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo.**

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con el representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

La silla Anatome para pacientes adultos está diseñada para las unidades de medicina general, cirugía, cirugía ambulatoria y para la atención medicalizada de larga duración. Sirve para trasladar al paciente o realizar transferencias de la silla a la cama, y viceversa.

Clase I

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner Francia

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de doc.: 5E5150323-03, 25. agosto 2017

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom