

Referencia 21180 Sillón para extracción de sangre




Características Técnicas.

- _Estructura acero cromado
- _Respaldo y piecero articulado hasta la posición de horizontal manualmente
- _Reposabrazos regulables y desmontables
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2. Interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Capacidad de carga 150Kg

DIMENSIONES.

- Medida del tapizado: 165x55
- Medida del respaldo: 66x55cm
- Medida del asiento: 56x55cm
- Medida del piecero: 41x55cm
- Altura del asiento: 60cm



60 80 135