




Nueva camilla traumatológica de Hill-Rom®

Gracias a la facilidad de acceso al paciente que ofrece, la camilla traumatológica de Hill-Rom (P8040) es ideal para utilizarla tanto en traumatología como en casos de emergencia. Diseñada para durar, esta camilla ofrece una seguridad, una calidad y un confort inmejorables.

Movilidad. ¿Por qué sufrir para desplazar y detener la camilla? El freno manual activo (opcional) facilita el manejo de la camilla en rampas inclinadas y paradas inesperadas. El dispositivo para TPS integrado facilita el manejo de la camilla y de las TPS. El sistema de nueva generación Steering Plus™ permite desplazar la camilla y tomar las curvas cómodamente con seguridad.

Confort. Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de lesiones gracias a esta camilla totalmente permeable a rayos X. La plataforma longitudinal acepta todos los chasis radiográficos y cuadrículas estándares. La camilla dispone de soportes para bolsas de drenaje y tubo de succión torácica situados en cada una de las esquinas de la camilla.

Calidad. Los chasis reforzados son gruesos y de acero de automoción para garantizar una calidad duradera y soportan una carga máxima de 700 lbs (317,5 kg), lo que permite acomodar a pacientes con gran sobrepeso, incluso en las condiciones más difíciles. Las asas de conducción, las TPS, las barandillas y otros componentes niquelados ofrecen una gran resistencia anti-corrosión, incluso en entornos hostiles.

A primera vista

Nuevas características de la camilla Hill-Rom:

- **Carga máxima 700 lbs (317,5 kg)**
- **Plataforma de elevación longitudinal** que acepta todos los chasis radiográficos y cuadrículas estándares
- **Portachasis radiográfico de la caja torácica**
- **Freno manual activo**— el primer freno manual de camilla del mundo que le ayuda a manejar la camilla en rampas y curvas sin esfuerzos y le permite frenarla de forma fácil y segura
- **Dispositivo para TPS integrado** que facilita el manejo de la camilla y de la TPS
- **Sistema de nueva generación Steering Plus** que permite desplazar la camilla y tomar las curvas cómodamente y con seguridad
- **Cuatro ruedas con doble freno** que proporcionan una plataforma estable y resistente
- **Motor lavable**

* Característica opcional

Hill-Rom

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.™

Características	Características Estándares	Características Opcionales
700 lbs. (317,5 kg) carga máxima	•	
Freno manual activo		•
Dispositivo para TPS integrado		•
Pedales de freno y desplazamiento — cabecera y pies	•	
Pedales de freno y desplazamiento — en los cuatro lados		•
Sistema de nueva generación Steering Plus™	•	
Portachasis radiográfico longitudinal	•	
Asas de conducción ergonómicas		•
TPS fija — 3 niveles		•
Ancho 26"	•	
Pedales hidráulicos de Altura variable en pies		•
Sistema barandilla	Liberación	
Plataforma radiotransparente (rayos X)		•
Colchón ignífugo de espuma de alta densidad 3"	•	
Colchón ignífugo de espuma de alta densidad 4"		•
Colchón ignífugo de espuma multidensidad 5" Comfortline®		•
Colores de topes — neutro, azul, rojo o morado	Selección	



Portachasis radiográfico longitudinal



Báscula integrada



Dispositivo para TPS integrado



Freno manual activo

Datos técnicos

Peso máximo:700 lbs. (317,5 kg)

Desde el suelo hasta la parte superior de la superficie en posición baja:24,5" (61,6 cm)
con báscula 24" (61 cm)

Desde el suelo hasta la parte superior de la superficie en posición alta:0,370,8" (95,9 cm)
con báscula 37,5" (95,3 cm)

Longitud total:0,83" (210,8 cm)

Ancho total (barandillas subidas):0,36" (91,4 cm)

Ancho total (barandillas recogidas):0,300,3" (76,8 cm)

Longitud de la barandilla:47" (119,4 cm)

Altura de la barandilla por encima del colchón/ de la superficie de descanso:0,14" (36,8 cm)

Tamaño del colchón:26" (66 cm) x 75" (190,5 cm)

Elevación máxima de cabeza:90°

Trendelenburg/Antitrendelenburg máxima:18°

Espacio libre desde el suelo a la base:3,5" (8,9 cm)

Tamaño de la rueda:8" (20,3 cm)

Accesorios

- Almohada
- Dispositivo para TPS
- Bandeja del paciente
- Bandeja porta-accesorios
- Porta-botellas de oxígeno
- Porta-botellas de oxígeno líquido
- Porta-jeringas
- Fundas de barandillas
- Apoyabrazos
- Piecero extraíble
- Porta-chasis radiográfico lateral
- Porta-expedientes
- Piecero convertible
- TPS adicional
- Estribos para tobillos
- Correas de inmovilización
- Extensión
- Dispensador de papel higiénico

Hill-Rom®

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom +44 (0)1530 411000
Deutschland 0800 8 63 55 37
Nederland +31 (0)347 32 35 32
Italia + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) 0800 8 63 55 37

Österreich 0800 8 63 55 37
Ireland +353 (0)1 413 6005
Iberia +34 (0)93 6856000
Nordic Countries +46 (0)20 78 10 30
Export Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.
© 2013 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.