

Sistema de grúa de techo LikoGuard™

Mejora de la seguridad del paciente



El nuevo sistema de grúa de techo LikoGuard L y XL ofrece una selección de las características líderes en el sector, entre las que se encuentran:

Percha rediseñada (ilustración superior) desarrollada para mejorar la seguridad del paciente con un diseño único en el mercado.

Batería de ion litio de bajo consumo y con protección de descargas, ligera y respetuosa con el medio ambiente, que garantiza la fiabilidad y la durabilidad.

Dos opciones de mando de control, ambas con indicadores de servicio, sobrecarga y batería. **Mando de control LCD** con interfaz gráfica de usuario para hacer un seguimiento del servicio y de los datos del usuario (incluido el total de elevaciones en un periodo de tiempo determinado).

Mecanismo de bajada y parada de emergencia manual patentado, de fácil acceso, colocación y funcionamiento sin herramientas, escalera ni esfuerzo.

Además, el sistema de grúa de techo LikoGuard L y XL ha sido sometido a pruebas exhaustivas de flexibilidad, durabilidad y fiabilidad, entre ellas:

- **14.000 ciclos de pruebas de elevación** con la máxima carga de trabajo segura
- **Compatibilidad** con arneses, raíles y accesorios existentes seleccionados de Liko
- **Capacidad de trabajo continua** con variaciones extremas de temperatura
- **Rigurosas pruebas de margen de seguridad** con y sin los componentes esenciales y de carga

Sistema de grúa de techo LikoGuard L y XL



SlingGuard™ 450



Mandos de control



Mecanismo de parada de emergencia



Cargador de pared

Especificaciones técnicas

Carga de trabajo segura

LikoGuard L	272 kg
LikoGuard XL	363 kg

Peso del motor de elevación	14 kg
------------------------------------	-------

Dimensiones de la percha	
SlingGuard 450	45 x 18,5 cm

Conexión de la percha	Fija o de cambio rápido
------------------------------	-------------------------

Clase de seguridad del motor de elevación	IPX4
--	------

Clase de seguridad del mando de control	IPX7
--	------

Velocidad de elevación	4-6 cm/s
-------------------------------	----------

Intervalo de elevación	230 cm
-------------------------------	--------

Bajada de emergencia	Manual y eléctrica
-----------------------------	--------------------

Elevación de emergencia	Eléctrica
--------------------------------	-----------

Batería	Ion litio 25,2 V/3,8 Ah
Cargador de la batería	Integrado en la batería
Fuente de alimentación	Cargador de pared o Cargador dentro del raíl
Mandos de control	Pantalla LED o Pantalla LCD con retroiluminación
Número de producto	
Motor LikoGuard L	3301030
Motor LikoGuard XL	3301040

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 7.000 empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo**.

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre este producto o servicio, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.



Estos equipos médicos cuentan con la marca CE y cumplen con la normativa aplicable. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Fabricante de camas y colchones médicos:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Francia
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Alemania
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - Estados Unidos
Fabricante de grúas de pacientes: Liko AB - Nedre vägen 100 - 975 92 Luleå - Suecia

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5E5183301-01, 13 mayo 2015

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom