

Grúa móvil Golvo™ 9000/LowBase™

Diseñada para la versatilidad



Golvo 9000



Golvo 9000 LowBase

La grúa Golvo 9000 ofrece las ventajas funcionales de una grúa de techo junto a la flexibilidad de una grúa móvil. En combinación con la amplia gama de accesorios de Liko, la grúa Golvo es perfecta para situaciones de elevación habituales en diversos entornos de cuidados.

Prestaciones

El **movimiento de elevación vertical** con cinta de elevación flexible resulta idóneo para la elevación horizontal, la deambulación y la elevación desde el suelo.

El **ajuste paralelo de ancho de la base** facilita la transferencia de pacientes o residentes de/a sillas, camas y de/al suelo.

Con la **versión LowBase** dispone de un espacio incluso mayor debajo de camillas o camas bajas, en comparación con el modelo estándar.

Los reposabrazos ayudan **a los pacientes a apoyarse durante la deambulación** y facilitan a los cuidadores la maniobra de la elevación.

En la **pantalla del usuario** se muestra el uso del dispositivo, incluido el contador de elevaciones, el indicador de aviso de asistencia y las sobrecargas.

El **sistema de gancho de cambio rápido** opcional permite a los cuidadores cambiar con facilidad y rapidez una percha o instalar una báscula.

El **ergonómico mando manual que opera la grúa**, muestra tanto los indicadores de sobrecarga como el consumo de batería.

Ofrecemos **una amplia gama de accesorios**, entre los que se incluyen arneses, perchas y básculas.

Dos velocidades de elevación le permiten adecuarse a situaciones de elevación muy diversas.

Grúa móvil Golvo 9000/LowBase



Brazo de elevación



LowBase - Altura de la base



Mando de control



Caja de control

Especificaciones técnicas

Carga máxima	200 kg
Peso - 9000	
con batería de plomo	41,6 kg
con batería de ion litio	40,2 kg
Peso - 9000 LowBase	
con batería de plomo	45 kg
con batería de ion litio	43,6 kg
Altura	
9000	2090 mm
LowBase	2090 mm
Clase de protección	IPX4
Clase de protección del mando manual	IPX4
Opciones de percha	
estándar	Universal 450 Slingbar (450 mm)
opcional	Mini Slingbar 220, Universal Slingbar 350, Universal TwinBar 670, barras transversales
Base - 9000	
altura	105 mm
longitud	1185 mm
anchura	735 - 1020 mm

Base - 9000 LowBase	
altura	60/105 mm
longitud	1185 mm
anchura	745 - 1028 mm
Base - Ampliación del ancho	eléctrica
Ruedas	
delanteras - 9000	75 mm, doble banda
delanteras - LowBase	46 mm, doble banda
traseras	75 mm, doble banda
Material	aluminio
Elevación de emergencia	eléctrica
Descenso de emergencia	manual y eléctrico
Velocidad de elevación (sin carga)	27 mm/s o 37 mm/s
Intervalo de elevación	1245 mm
Altura de elevación máxima	1816 mm
Nivel de ruido	52,8 dB(A)
Opciones de batería	plomo ácido o ion litio
Cargador	integrado
Mandos de control	alámbricos
Número de producto	
9000	2000045
LowBase	2000049

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrandos nuestros esfuerzos en soluciones para el cuidado de los pacientes, que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y cuidadores**.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

La grúa móvil Golvo 9000 se ha diseñado para la elevación y transferencia de pacientes en diversos entornos de cuidados.

Clase I

Fabricante: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suecia

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5EN183304-01, 22 mayo 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom