

Grúa móvil de transferencia Viking™ L

Mayor solidez



Con una capacidad de elevación de 250 kg, la grúa Viking L es idónea para las necesidades de elevación más habituales y proporciona una gran flexibilidad en soluciones de elevación.

Prestaciones y beneficios

Dispone de **opciones de control dobles** para manejar la grúa, tanto desde el mando como desde el panel de control.

El sistema de cambio rápido opcional permite a los cuidadores cambiar con facilidad y rapidez una percha (añadir una Liko Stretch para la elevación horizontal) o instalar una báscula.

Incluye una **batería de NiMH ligera y respetuosa con el medio ambiente**.

Los reposabrazos opcionales ayudan **a los pacientes a apoyarse durante la deambulación** y facilitan a los cuidadores la maniobra de la elevación.

Ofrecemos **una amplia gama de accesorios** entre los que se incluyen arneses, perchas y básculas.

Si necesita **más flexibilidad**, hay disponible un mando de control inalámbrico opcional.

Grúa móvil de transferencia Viking L



Asas



Panel de control



Percha opcional Universal
TwinBar 670



Mando de control alámbrico
o inalámbrico

Especificaciones técnicas

Carga máxima	250 kg
Peso	
con mando de control alámbrico	37,4 kg
con mando de control inalámbrico	36,5 kg
Altura	1390 - 2030 mm
Clase de protección	IPX4
Opciones de percha	
estándar	Universal Slingbar 450
opcional	Universal TwinBar 670
Base	
altura	165 mm
longitud	1360 mm
ancho	695 - 1070 mm
expansión	eléctrica
Ruedas	
delanteras	100 mm de doble banda
traseras	125 mm de doble banda
Material	aluminio
Elevación de emergencia	eléctrica
Descenso de emergencia	manual y eléctrica
Velocidad de elevación (sin carga)	21 mm/s o 13 mm/s
Intervalo de elevación	1330 mm

Altura de elevación máxima	1790 mm
Nivel de ruido	51 dBA
Batería	NiMH
Cargador	incorporado
Mando de control	alámbrico o inalámbrico
Código de producto	
con mando de control alámbrico	2040034
con mando de control inalámbrico	2040014

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos en soluciones para el cuidado de los pacientes, que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios**.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Viking L

Viking es una grúa versátil destinada principalmente a su uso en servicios sanitarios, cuidados intensivos y rehabilitación.

Clase I

Fabricante: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suecia

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como de correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5ES183308-01, 05 octubre 2016

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom