

AV-017 ARMARIO VENTILADO



- Los ARMARIOS de la SERIE AV-017 están diseñados cumpliendo la normativa vigente relativa a la seguridad en el trabajo.
- En el caso de los armarios con aspiración ascendente, el funcionamiento se basa en un sistema de circulación de aire generado por un equipo de aspiración compacto situado en la zona superior del armario. En los armarios con aspiración descendente, el equipo se encuentra ubicado en la parte inferior.
- Aunque la configuración estructural pueda variar en cada caso, la concepción del funcionamiento es la misma para todos los modelos de la SERIE AV-017. De esta forma, el aire contaminado se aspira desde el interior del armario, y es conducido hacia un filtro específico, que permite que el aire extraído sea evacuado de manera limpia e inocua.



Armario Ventilado SERIE AV-017
ASPIRACIÓN ASCENDENTE

Armario Ventilado SERIE AV-017
ASPIRACIÓN DESCENDENTE



Características generales:

- Estructura realizada íntegramente en acero inoxidable AISI-304 (espesor de chapa de 1.2 – 1.5 mm).
- Medidas: 800/1000/1100/1250/1500 x 600 x 2000 (H) mm.
- Posibilidad de fabricaciones a medida.
- 2 Puertas estancas, batientes 180°.
- Cierre con llave.
- 5 Estantes perforados extraíbles y regulables en altura.
- Panel eléctrico de control.
- Sistema de control de horas de uso del filtro.
- Filtro de óxido de aluminio impregnado en permanganato potásico.
- Alarmas acústica y luminosa para indicar el cambio de filtro.
- Vida útil del filtro: 800 horas.
- 2 salidas de extracción lateral con regulador de flujo.
- Sistema de aspiración compacto y silencioso.
- Válvula anti-retorno superior.
- Iluminación LED.
- 2 Bandejas inferiores extraíbles para la recogida de posibles derrames.
- Patas regulables para su correcta nivelación.
- Conmutador magnético apertura/cierre puerta.
- Certificado CE
- Manual de usuario.

NOTA: Este documento es puramente informativo, NO CONTRACTUAL. ANATHOMIC SOLUTIONS se reserva el derecho de aportar mejoras al producto, sin previo aviso.