

Mesa de cama– TA270

Resistente y con diseño ergonómico



TA270 TT (función de inclinación)



TA270 FT (mesa fija)

Características y beneficios

- El sistema Hill-Rom Autolift™ proporciona al paciente o residente y al cuidador gran seguridad ya que reduce el peligro de atrapamiento y de vuelco: con un simple empujón el tablero se levanta y encaja en su posición
- La eficaz estructura inferior en forma de H hace que esta mesa sea adecuada para todos los entornos de atención sanitaria y posea una gran estabilidad
- El diseño ergonómico cuenta con poca anchura entre los ejes de las ruedas delanteras lo que permite su colocación en todas las lugares de atención del paciente o residente
- La posición inclinada de doble dirección con bloqueo proporciona al paciente o residente una perfecta posición de lectura
- El tablero totalmente giratorio y la estructura inferior revestida de epoxi facilitan la limpieza

Mesa de cama TA270

Especificaciones técnicas modelo TA270

Ajuste de altura (sin raíles)	730 – 1080 mm
Anchura	960 mm
Profundidad	490 mm
Superficie	
modelo TA270 TT	parte con inclinación: 740 x 450 mm parte fija: 220 x 450 mm
modelo TA270 FT	mesa fija: 960 x 450 mm
Peso	18,5 kg
Carga máxima	16 kg
Material	
superficie	Laminado de alta presión (HPL)
estructura inferior	acero revestido con epoxy gris metálico y cubierta de plástico

Ruedas	4 x 50 mm banda doble con 2 frenos
--------	--

Intervalo de inclinación	
modelo TA270 TT	posición máx. con bloqueo 30°/giro completo de 360°

Colores	
consulte la hoja de colores	

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000 empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas y bienestar respiratorio**. Los empleados, los programas y las marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo**.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con el representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los dispositivos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en unidades de centros sanitarios. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad y correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos dispositivos.

Fabricante de mobiliario:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.
©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de doc.: 5ES150324-01, 12. enero 2016

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom