

KERN MPE Balanza pesapersonas

Balanza pesapersonas profesional con función IMC, y acreditación de homologación y médica



KERN MPE-PM:
con soporte

KERN MPE-HM:
con soporte y
tallímetro



Características:

- Declaración de aprobación [M] conforme a la clase III
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
-  Indicación secundaria posterior
-  Sólo MPE-HM: Barra medidora para la altura desplegable, integrada en el soporte, campo de medición de entre 88 - 200 cm
- Modelo muy resistente para el uso diario en el ámbito profesional
- Diseño ergonómicamente optimizado
- Higiénico y fácil de limpiar
- La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura regulable. La balanza trae de serie un nivel de burbuja para nivelarla con precisión
- Amplia superficie accesible con superficie anti-deslizante y resistente a la abrasión de plástico, para la estabilidad
- Pesaje sin sacudidas: Se eliminan las vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie
- Función Data Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la pantalla LCD se "congela" automáticamente por 10 s hasta que se pulse la tecla HOLD. Así queda tiempo suficiente para leer tranquilamente el valor de pesaje
- Función madre-niño/a: El peso de la madre, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos la madre y un niño. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto es especialmente agradable para de niños pequeños; ya que pueden pesarse de forma segura, y sin que sientan inquietud, en los brazos de la madre

-  2 ruedas para facilitar el transporte de la balanza
- Indicación fina: La lectura [d] aumenta en un decimal durante 5 s pulsando una tecla

Datos técnicos:

- Pantalla LCD retroiluminado, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del platano de pesaje AxPxA 365x360x80 mm
- Dimensiones totales MPE-HM: AxPxA 365x620x2125 mm (con tallímetro bajado), MPE-PM: AxPxA 365x450x1020 mm
- Adaptador de red (externo) incluido
- Interfaz de datos RS-232 de serie
- Peso neto aprox. 12 kg

Accesorios:

- Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento aprox. 40 h sin retroiluminación, tiempo de carga aprox. 12 h, **KERN MBC-A03**
- Cable de interfaz RS 232 para la conexión de un aparato externo, **KERN CFS-A01**

 En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para ello necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FACTORY



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación		Opcional Cert. de calibración DKD	
				KERN		KERN	
MPE 250K 100PM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPE 250K 100HM	250	0,1	0,1	965-129		963-129	



Programa de ajuste (CAL): Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.



Interfaz de datos: En el pictograma se indica el tipo de interfaz.



Pesaje sin sacudidas: Se eliminan las vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable.



Adaptador de red: 230 V/50Hz. De serie estándar en Alemania. Por pedido especial también estándar para otros países.



Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable.