


Colchón NP150 Viscoelástico de Hill-Rom

Autorregulable, prevención segura y eficaz de las úlceras por presión



Prestaciones

- Se adapta al cuerpo del paciente y reduce los puntos de presión
- Funda sellada con asas de transporte integradas
- Higiénico y fácil de limpiar
- Secciones laterales de alta densidad diseñadas para facilitar la salida de la cama del paciente y para aumentar su seguridad
- Se adapta a la mayoría de somieres y a todas las posiciones de cama
- Radiotransparente* y no contiene látex
- La funda opcional integrada de cassette para rayos X ayuda a reducir la incomodidad del paciente cuando se recoloca durante la realización de procedimientos radiográficos portátiles

* Sólo modelos ASS095 y ASS099

Colchón NP150 Viscoelástico de Hill-Rom

Colchón de espuma viscoelástica sensible a la temperatura

El colchón NP150 Viscoelástico de Hill-Rom se ha diseñado especialmente para ayudar a evitar la aparición de úlceras por presión. La espuma viscoelástica termosensible se adapta al cuerpo del paciente, distribuyendo su peso de manera uniforme en cualquier posición, aumentando su comodidad y mejorando la distribución de los puntos de presión. Se adapta a la mayoría de somieres y a todas las posiciones de cama.

El colchón completamente hermético dispone de una funda de poliuretano resistente al agua, permeable al vapor de la humedad, multielástica, impermeable, bacteriostática, fungistática, fácil de limpiar y desinfectar que mejora la higiene para los pacientes y el personal asistencial.



El colchón NP150 Viscoelástico de Hill-Rom está disponible en 1 tamaño ampliado.

Tamaño estándar: 198 cm

+5 cm

Especificaciones técnicas

Colchón (tamaños personalizados disponibles)

Largo 198 o 203 cm

Ancho 85 o 90 cm

Alto 14 cm

Garantía

Hill-Rom garantiza la espuma durante 5 años y la funda durante 2 años. Para más detalles sobre la garantía, contacte con su representante local de Hill-Rom.

Carga segura de trabajo 250 kg

Peso terapéutico recomendado de 30 a 150 kg

Costuras selladas

Desinfección

Se pueden usar soluciones a base de cloro. La concentración debe ser inferior o igual a 1000 ppm (o 10000 ppm en el caso de la versión XT).

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países, en todos los centros de cuidados, centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de cuidado al paciente que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, los programas y los productos de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario y en todo el mundo**.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para más información sobre nuestros productos y servicios, contacte con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

El colchón NP150 de Hill-Rom contribuye a prevenir las úlceras por presión en pacientes sin riesgo o hasta riesgo moderado, con pesos de entre 30 kg y 150 kg, y con una altura mínima de 1,46 m, en diversos entornos sanitarios.

Clase I

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como de correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos.

La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de documento: 5ES116303-04, 29 agosto 2017

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom