

Lifter para urología

con batería para un ajuste de altura eléctrico

I-U02237



- + manejo y ajuste de altura que cuida la espalda gracias a un sistema eléctrico y un interruptor de pie cómodo
- + uso móvil gracias a una larga vida de la batería
- + sin peligro de descenso en el caso de un fallo de electricidad

Descripción del Producto

Material:	acero inoxidable
Placa de la base:	acero, galvanizado, pintado en blanco
Ganchos para suero:	acero inoxidable 3 ganchos para botellas - 10,0 kg / gancho
Tubo central / tubo interior:	Ø 38 mm / cuadro 25 mm
Rango de regulación:	1.500 mm - 2.650 mm
Base:	aprox. 550 x 550 mm
Operando:	con interruptor de pie
Carga máxima de peso:	30,0 kg
Tiempo de desplazamiento:	aprox. 22 s (aprox. 52 mm/s)
Tipo de protección:	II
Clase de protección:	IP 20
Ruedas:	ruedas para aparatos Ø 75 mm, de acuerdo con DIN EN 60601, conductor de electricidad y bloqueable
Peso total (peso neto):	aprox. 36,5 kg
Especialidad:	con cargador de batería (gracias a la batería no necesita cable eléct.), con paragolpes en las ruedas



Lifter para urología

con batería para un ajuste de altura eléctrico



Aplicación

- + regulación de altura cómodo a través de un interruptor de pie situado en la base
- + debido a su gran tamaño, el interruptor de pie es fácil de activar
- + la gran autonomía de la batería permite su uso en diferentes áreas



Tecnología

- + todas las partes plásticas son resistentes a la luz
- + base estable de acero galvanizado (espesor del recubrimiento de 10 µm)
- + tubos de acero inoxidable de acuerdo con normativa DIN EN 10217-7



Seguridad

- + suficiente distancia de seguridad entre ambos tubos como medida de precaución para no pillarse los dedos cuando el mástil está bajado del todo
- + gran seguridad gracias a un soporte resistente a la torsión.
- + no desciente durante los cortes de energía.