

Mesita de noche con atril: funcional a ambos lados

Mesita de noche moderna que ofrece versatilidad y durabilidad para el entorno actual del paciente.



B03



B03



B03



B04



B04



B04

Características y beneficios

- Numerosas posibilidades de combinación de puerta y cajón, adecuadas para todos los presupuestos
- Cajones que se deslizan fácilmente
- Estructura resistente y duradera con materiales fáciles de limpiar y con un mantenimiento sencillo
- Tamaño idóneo que se adapta a los entornos actuales del paciente



Opcional: bandeja clasificadora de plástico para cajón



Opcional: 2 portabotellas individuales para B03



Opcional: 2 portabotellas individuales para B04



Opcional: toallero (lado opuesto a la mesa para cama)



Opcional: parte frontal en otro color (cajones y puertas)



Opcional: parte frontal y mesa para cama en otro color



Opcional: parte frontal y mesa para cama en otro color



Opcional: parte frontal en otro color (cajones y puertas)

Especificaciones técnicas Modelo SER - CH770A

Altura con barandillas	870 mm
Anchura	605 mm
Profundidad	450 mm
Peso	~ 33 kg
Mesa para cama	
Ajuste de la altura	610 – 950 mm
Inclinación	Máx. 60°
Superficie estándar	547 x 349 mm
opcional	617 x 349 mm
Material	
Estructura/Placa superior	Laminado a alta presión (HPL), melamina
Bordes	Aluminio
Mesa para cama	Laminado a alta presión (HPL)

Ruedas	5 x 65 mm con 2 frenos
--------	------------------------

Color de paragolpes	Gris
---------------------	------

Asas/Colores

Consulte la hoja sobre las asas y los colores

Otras opciones

- bandeja clasificadora de plástico para cajón
- toallero
- 2 porta botellas individuales
- colores para
 - estructura /placa superior y/o mesa para cama
 - parte frontal (cajones y puertas) y/o mesa para cama
 - mesa para cama

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados en clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio**. Los empleados, programas y marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo**.

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre este producto o servicio, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los dispositivos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos dispositivos.

Fabricante de mobiliario:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de documento: 5ES150320-03, 27 septiembre 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom